

☆顕微鏡の使い方☆


◇倍率は、() 倍程度。

◇倍率は、「() の倍率 × () の倍率」で求める。

◇右ききの人は、左目で接眼レンズをのぞき、右目でスケッチする。(左ききの人は、その逆になる。)

☆各部分の名称を覚えよう♪


- a ()
 b ()
 c ()
 d ()
 e ()
 f ()
 g ()
 h ()
 i ()
 j ()
 k ()



☆顕微鏡の使い方の手順を知ろう♪

- ①もっとも() 倍率の対物レンズを使用し、接眼レンズをのぞきながら、視野全体が一様な明るさになるように、() としぼりを調節する。
- ②ステージにプレパラートをのせ、() から見ながら調節ねじを回し、対物レンズとプレパラートをできるだけ() 。
- ③調節ねじを②と逆に回し、対物レンズからプレパラートを() けながらピントを合わせる。
- ④観察する部分が視野の() にくるように、プレパラートを動かす。しぼりで明るさも調節する。
- ⑤倍率を上げるときには、() を回して対物レンズをかえ、しぼりで明るさを調節する。
 ⇒倍率を上げると、視野はせまくなって() くなる。

- ※注意 △ : ・顕微鏡を運ぶときには、一方の手でアームをもち、他方の手で鏡台を下から支える！！
 ・鏡筒の内部にごみが入らないように、接眼レンズ、対物レンズの順で取りつける！！
 ・顕微鏡を直射日光が当たる場所に置いたり、水平ではない場所に置いたりしない！！



プレパラートの移動の向きと視野のなかの移動の向きは、上下左右が() になる！！