

## ☆顕微鏡の使い方☆

(こねえ)


◇倍率は、( 40~600 ) 倍程度。

◇倍率は、「( 接眼レンズ ) の倍率 × ( 対物レンズ ) の倍率」で求める。

◇右ききの人は、左目で接眼レンズをのぞき、右目でスケッチする。(左ききの人は、その逆になる。)

## ☆各部分の名称を覚えよう♪

- a ( 接眼レンズ )  
 b ( 鏡筒 )  
 c ( アーム )  
 d ( 調節ねじ )  
 e ( クリップ )  
 f ( 鏡台 )  
 g ( レボルバー )  
 h ( 対物レンズ )  
 i ( ステージ )  
 j ( しほり )  
 k ( 反射鏡 )




## ☆顕微鏡の使い方の手順を知ろう♪

- ①もっとも( 低い )倍率の対物レンズを使用し、接眼レンズをのぞきながら、視野全体が一様な明るさになるように、( 反射鏡 )としほりを調節する。
- ②ステージにプレパラートをのせ、( 横 )から見ながら調節ねじを回し、対物レンズとプレパラートができるだけ( 近づける )。
- ③調節ねじを②と逆に回し、対物レンズからプレパラートを( 遠ざ )けながらピントを合わせる。
- ④観察する部分が視野の( 中央 )にくるように、プレパラートを動かす。しほりで明るさも調節する。
- ⑤倍率を上げるときには、( レボルバー )を回して対物レンズをかえ、しほりで明るさを調節する。  
⇒倍率を上げると、視野はせまくなつて( 暗 )くなる。

※注意△：・顕微鏡を運ぶときには、一方の手でアームをもち、他方の手で鏡台を下から支える！！

・鏡筒の内部にごみが入らないように、接眼レンズ、対物レンズの順で取りつける！！

・顕微鏡を直射日光が当たる場所に置いたり、水平ではない場所に置いたりしない！！



プレパラートの移動の向きと視野のなかの移動の向きは、上下左右が( 逆 )になる！！